


Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed - solution next PF Nitril blue



Produktdaten:

Product Specification:

Produktbeschreibung:

Product Description:

Einmal- Untersuchungshandschuhe aus Nitril, blau, mit texturierten Fingerspitzen, unsteril, puderfrei. Bieten eine kostengünstige Alternative zum herkömmlichen Latexprodukt.

Single-use examination gloves made of nitrile, blue, with textured fingertips, non sterile, powder-free. Cost-effective alternative to the conventional latex product.

Bemerkungen:

Remarks:

Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, der Industrie und der Medizin.
Suitable for the use in food, manufacturing and in medicine.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed-solution next blue PF, unsteril / non sterile

Artikelbeschreibung / Article Description	Größe / Size	Farbe / Colour	Box-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Box / VE
Nitrilhandschuh/ Nitril gloves	XS	blau / blue	200 Stück / pcs	76295	4046153115464	10308130	10
Nitrilhandschuh/ Nitril gloves	S	blau / blue	200 Stück / pcs	76296	4046153115488	10308153	10
Nitrilhandschuh/ Nitril gloves	M	blau / blue	200 Stück / pcs	76297	4046153115501	10308176	10
Nitrilhandschuh/ Nitril gloves	L	blau / blue	200 Stück / pcs	76298	4046153115525	10308199	10
Nitrilhandschuh/ Nitril gloves	XL	blau / blue	200 Stück / pcs	76299	4046153115549	10308213	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455 - 1, 2, 3, 4; EN 374 - 1, 2, 3; ASTM 6319, CAT III

AQL 1,5

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 years

Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe / Size	Länge / Length in mm	Breite / Width in mm	Wandstärke einzelne Wand (minimum) / Minimum thickness (single wall) in mm		Vor Alterung / Before Aging	
			Hand / Palm	Finger / Finger	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XS	240	≤ 80	0,07 mm ± 0,02	0,09 mm ± 0,02	6 N	600%
S	240	80 ± 10	0,07 mm ± 0,02	0,09 mm ± 0,02	Nach Alterung / After Aging	
M	240	95 ± 10	0,07 mm ± 0,02	0,09 mm ± 0,02	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
L	240	110 ± 10	0,07 mm ± 0,02	0,09 mm ± 0,02		
XL	240	≤ 110	0,07 mm ± 0,02	0,09 mm ± 0,02	6 N	500%

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further information about the symbols on our homepage www.MaiMed.de



MaiMed GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

Kontakt:

Contact:

@ info@maimed.de
www.MaiMed.de
+49 - 5195/9707-0
+49 - 5195/9707-100