


Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed - solution 100 blue violet



Produktdaten:

Product Specification:

Produktbeschreibung:

Product Description:

Einmal- Untersuchungshandschuhe aus Nitril, blau-violett, mit texturierten Fingerspitzen, unsteril, puderfrei. Bieten eine kostengünstige Alternative zum herkömmlichen Latexprodukt.

Single-use examination gloves made of nitrile, blue violet, with textured fingertips, non sterile, powder-free. Cost-effective alternative to the conventional latex product.

Bemerkungen:

Remarks:

Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, der Industrie und der Medizin.

Suitable for the use in food industry, manufacturing and in medicine.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed-solution 100, blue violet PF, unsteril / non sterile

Artikelbeschreibung / Article Description	Größe / Size	Farbe / Colour	Box-Inhalt / Content	REF	EAN	PZN	Box / VE
Nitrilhandschuh/ Nitril gloves	XS	blau violett / blue violet	100 Stück / pcs	76867	4046153119707	11302721	10
Nitrilhandschuh/ Nitril gloves	S	blau violett / blue violet	100 Stück / pcs	76868	4046153119721	11302738	10
Nitrilhandschuh/ Nitril gloves	M	blau violett / blue violet	100 Stück / pcs	76869	4046153119745	11302744	10
Nitrilhandschuh/ Nitril gloves	L	blau violett / blue violet	100 Stück / pcs	76870	4046153119769	11302750	10
Nitrilhandschuh/ Nitril gloves	XL	blau violett / blue violet	100 Stück / pcs	76871	4046153119783	11302767	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455 - 1, 2, 3, 4; ASTM D 6319, EN 420; ASTM F1671

AQL 1,5

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Der Handschuh ist frei von Thiuramstoffen, Mercaptobenzothiazolen und

Zink-2 Mercaptobenzothiazolen/ the glove is free of Thiurame, Mercaptobenzothiazole and Zinc-2 Mercaptobenthiazole.

Die zur Herstellung verwendeten Akzeleratoren sind Zink-Dibutyl Dithiokarbamat (ZDBC) und Zink-Diethyl Dithiokarbamat (ZDEC) / the acceleratos use for production are Zinc-Dibutyl Dithiocarbamate /ZDBC) and Zinc-Diethyl Dithiocarbamate (ZDEC)

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 years

Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe / Size	Länge / Length in mm	Breite / Width in mm	Wandstärke einzelne Wand (minimum) / Minimum thickness (single wall) in mm			Vor Alterung / Before Aging	
			Schaft / Cuff	Hand / Palm	Finger / Finger	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XS	240	≤ 75	0,07±0,02 mm	0,07±0,02 mm	0,10±0,02 mm	6 N	500%
S	240	80 ±10	0,07±0,02 mm	0,07±0,02 mm	0,10±0,02 mm	Nach Alterung / After Aging	
M	240	95 ±10	0,07±0,02 mm	0,07±0,02 mm	0,10±0,02 mm	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
L	240	110 ±10	0,07±0,02 mm	0,07±0,02 mm	0,10±0,02 mm		
XL	240	≥110	0,07±0,02 mm	0,07±0,02 mm	0,10±0,02 mm	6 N	400%

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further information about the symbols on our homepage www.MaiMed.de



MaiMed GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

Kontakt:
Contact:

@ info@maimed.de
www.MaiMed.de
+49 - 5195/9707-0
+49 - 5195/9707-100