

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – solution NEXT PF

Produktbeschreibung Product Description

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril mit texturierten Fingerspitzen, unsteril, puderfrei. Rechts und links tragbar.

Single-use examination gloves made of nitrile with textured fingertips, non-sterile, powder-free. Wearable on the right and left.

Anwendung Application

Geeignet für den Einsatz im Gesundheitswesen, Hotel, Gastronomie, Catering, Industrie/Handwerk, Friseur-, Tattoo- und Piercingstudios.

Suitable for use in healthcare, hotels, restaurants, catering, industry/trade, hairdressing, tattoo and piercing studios.

Ausführungen Variants

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XS	weiß/ white	200 Stk./ pcs.	76290	4046153115365	10308012	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	S	weiß/ white	200 Stk./ pcs.	76291	4046153115389	10308029	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	M	weiß/ white	200 Stk./ pcs.	76292	4046153115402	10308064	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	L	weiß/ white	200 Stk./ pcs.	76293	4046153115426	10308093	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XL	weiß/ white	200 Stk./ pcs.	76294	4046153115440	10308118	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XS	blau/ blue	200 Stk./ pcs.	76295	4046153115464	10308130	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	S	blau/ blue	200 Stk./ pcs.	76296	4046153115488	10308153	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	M	blau/ blue	200 Stk./ pcs.	76297	4046153115501	10308176	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	L	blau/ blue	200 Stk./ pcs.	76298	4046153115525	10308199	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XL	blau/ blue	200 Stk./ pcs.	76299	4046153115549	10308213	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XS	schwarz/ black	200 Stk./ pcs.	76350	4046153127467	16331265	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	S	schwarz/ black	200 Stk./ pcs.	76351	4046153127481	16331271	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	M	schwarz/ black	200 Stk./ pcs.	76352	4046153127504	16331288	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	L	schwarz/ black	200 Stk./ pcs.	76353	4046153127528	16331294	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XL	schwarz/ black	200 Stk./ pcs.	76354	4046153127542	16331302	10

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – solution NEXT PF

Qualitätssicherung Quality Management

EN 455-1, -2, -3, -4
 EN ISO 374-1, -2, -4, -5
 EN 16523-1:2015+A1:2018
 DIN EN ISO 21420:2020
 AQL 1.5
 EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745
 EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745
 Medizinproduktklasse I
 Medical Device Class I
 Schutzhandschuh nach der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung, Kategorie III
 Protective glove according to Regulation (EU) 2016/425 for personal protective equipment, category III
 Der Handschuh ist frei von Thiuramstoffen, Mercaptobenzothiazolen und Zink-2 Mercaptobenzothiazolen.
 The glove is free of Thiurame, Mercaptobenzothiazole and Zinc-2 Mercaptobenzothiazole.
 Die zur Herstellung verwendeten Akzeleratoren sind Zink-Dibutyl Dithiokarbamat (ZDBC) und Zink-Diethyl Dithiokarbamat (ZDEC).
 The accelerators used for production are Zinc-Dibutyl Dithiocarbamate (ZDBC) and Zinc-Diethyl Dithiocarbamate (ZDEC).

Material Material

Nitril
Nitrile

Verwendbarkeit Shelf Life

5 Jahre
5 Years

Physikalische Eigenschaften Physical Parameters

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm		
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger
XS	≥ 240	≤ 80	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02
S	≥ 240	80 ± 10	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02
M	≥ 240	95 ± 10	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02
L	≥ 240	110 ± 10	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02
XL	≥ 240	≥ 110	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02

Vor Alterung/Before Ageing		Nach Alterung/After Ageing	
Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
≥ 6 N	≥ 500%	≥ 6 N	≥ 400%



Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – solution NEXT PF

Symbole
Symbols

