

## AEROuse - EASY Gloves Nitrile

Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus Nitril, für die sichere und hygienische Untersuchung von infektiösen Patienten, für Reinigungsarbeiten mit Chemikalien und Desinfektionsmitteln oder für den Einsatz im Labor.



**Latexfrei**  
**Puderfrei**  
**Unsteril**

**neu**  
HUM - NEUMET

In Kürze bei uns erhältlich!

„Mehr Sicherheit für Patient und Anwender!“

### Besonderheiten im Überblick

- Rollrand - zuverlässiger Halt, schnell und leicht an- und auszuziehen
- Finger texturiert - sehr gute Griffsicherheit
- Passend für beide Hände
- Hervorragendes Tastempfinden
- Geeignet für Lebensmittelkontakt
- Ausgezeichnete Passform und hoher Tragekomfort
- Optimaler Schutz für Patient und Anwender
- Empfehlenswert bei empfindlicher Haut und Latex-Allergie
- Besonders elastisch, strapazierfähig und reißbeständig

### EU-Konformität

- Medizinprodukt der Klasse I nach 93/42/EWG
- Persönliche Schutzausrüstung nach 89/686/EWG – Baumustergeprüft und zertifiziert als komplexe PSA der höchsten Kategorie III
- Medizinische Untersuchungshandschuhe gem. EN 455
- Schutzhandschuhe gem. EN 420
- Getestet nach EN 374 - Sicherer Schutz vor Chemikalien\* und Mikroorganismen



\*Prüfchemikalien auf Anfrage

„Optimaler Schutz, maximaler Tragekomfort!“

### Die Modelle - Erhältlich in den Größen XS - XL

Nitrile Light   Nitrile Light   Nitrile Comfort   Nitrile Premium   Nitrile Premium Guard



2,7 MIL | Blau



2,7 MIL | Weiß



3,2 MIL | Blau



3,5 MIL | Blau




3,5 MIL | Blau  
Verlängerte Stulpen

### Vielseitige Einsatzbereiche

- Klinik • Rettungsdienst • Arztpraxen • Pflegeheime • Küchen/Lebensmittelverarbeitung etc.




**AEROuse - EASY Gloves Nitrile Light (Blau)**

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	Größen	Stk. / Spenderbox
HHS01-L-PF3-B-XS	AEROuse - EASY Gloves Nitrile Light	Blau	240 mm	 XS 5 - 6	150 Stk.
HHS01-L-PF3-B-S	AEROuse - EASY Gloves Nitrile Light	Blau	240 mm	 S 6 - 7	150 Stk.
HHS01-L-PF3-B-M	AEROuse - EASY Gloves Nitrile Light	Blau	240 mm	 M 7 - 8	150 Stk.
HHS01-L-PF3-B-L	AEROuse - EASY Gloves Nitrile Light	Blau	240 mm	 L 8 - 9	150 Stk.
HHS01-L-PF3-B-XL	AEROuse - EASY Gloves Nitrile Light	Blau	240 mm	 XL 9 - 10	135 Stk.





**AEROuse - EASY Gloves Nitrile Light (Weiß)**

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	Größen	Stk. / Spenderbox
HHS01-L-PF3-W-XS	AEROuse - EASY Gloves Nitrile Light	Weiß	240 mm	 XS 5 - 6	150 Stk.
HHS01-L-PF3-W-S	AEROuse - EASY Gloves Nitrile Light	Weiß	240 mm	 S 6 - 7	150 Stk.
HHS01-L-PF3-W-M	AEROuse - EASY Gloves Nitrile Light	Weiß	240 mm	 M 7 - 8	150 Stk.
HHS01-L-PF3-W-L	AEROuse - EASY Gloves Nitrile Light	Weiß	240 mm	 L 8 - 9	150 Stk.
HHS01-L-PF3-W-XL	AEROuse - EASY Gloves Nitrile Light	Weiß	240 mm	 XL 9 - 10	135 Stk.

**AEROuse - EASY Gloves Nitrile Comfort**

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	Größen	Stk. / Spenderbox
HHS01-C-PF3-B-XS	AEROuse - EASY Gloves Nitrile Comfort	Blau	240 mm	 XS 5 - 6	100 Stk.
HHS01-C-PF3-B-S	AEROuse - EASY Gloves Nitrile Comfort	Blau	240 mm	 S 6 - 7	100 Stk.
HHS01-C-PF3-B-M	AEROuse - EASY Gloves Nitrile Comfort	Blau	240 mm	 M 7 - 8	100 Stk.
HHS01-C-PF3-B-L	AEROuse - EASY Gloves Nitrile Comfort	Blau	240 mm	 L 8 - 9	100 Stk.
HHS01-C-PF3-B-XL	AEROuse - EASY Gloves Nitrile Comfort	Blau	240 mm	 XL 9 - 10	90 Stk.

**AEROuse - EASY Gloves Nitrile Premium**

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	Größen	Stk. / Spenderbox
HHS01-P-PF3-B-XS	AEROuse - EASY Gloves Nitrile Premium	Blau	240 mm	 XS 5 - 6	100 Stk.
HHS01-P-PF3-B-S	AEROuse - EASY Gloves Nitrile Premium	Blau	240 mm	 S 6 - 7	100 Stk.
HHS01-P-PF3-B-M	AEROuse - EASY Gloves Nitrile Premium	Blau	240 mm	 M 7 - 8	100 Stk.
HHS01-P-PF3-B-L	AEROuse - EASY Gloves Nitrile Premium	Blau	240 mm	 L 8 - 9	100 Stk.
HHS01-P-PF3-B-XL	AEROuse - EASY Gloves Nitrile Premium	Blau	240 mm	 XL 9 - 10	90 Stk.

**AEROuse - EASY Gloves Nitrile Premium Guard**

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	Größen	Stk. / Spenderbox
HHS01-PG-PF3-B-XS	AEROuse - EASY Gloves Nitrile Premium Guard	Blau	290 mm	 XS 5 - 6	100 Stk.
HHS01-PG-PF3-B-S	AEROuse - EASY Gloves Nitrile Premium Guard	Blau	290 mm	 S 6 - 7	100 Stk.
HHS01-PG-PF3-B-M	AEROuse - EASY Gloves Nitrile Premium Guard	Blau	290 mm	 M 7 - 8	100 Stk.
HHS01-PG-PF3-B-L	AEROuse - EASY Gloves Nitrile Premium Guard	Blau	290 mm	 L 8 - 9	100 Stk.
HHS01-PG-PF3-B-XL	AEROuse - EASY Gloves Nitrile Premium Guard	Blau	290 mm	 XL 9 - 10	90 Stk.



HUM Gesellschaft für Homecare  
und Medizintechnik mbH

Zum Pier 79 | D-44536 Lünen

FON +49 (0)2 31/ 88 08 85-0 | FAX +49 (0)2 31/ 88 08 85-58

Mail: sales@hum-online.de | <http://www.hum-online.de>



Medizinprodukt  
gem. 93/42/EWG

CE 0321

SATRA Technology Centre  
Wyndham Way, Telford Way  
Kettering, Northamptonshire  
NN16 8SD, United Kingdom  
PSA gem. 89/686/EWG

AEROuse® - EASY Gloves Nitrile

PP-HS01-PF3\_D | Stand 17.08.2015 | Revision 1

© HUM Gesellschaft für Homecare und Medizintechnik mbH