

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

MyClean[®] ni-touch blue PF

plus

Produktdaten Product Specification

■ Produktbeschreibung: Product Description:

Einmalhandschuh aus Nitril, blau, fingertexturiert, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar.
Single-use gloves made of nitrile, finger textured, blue, non sterile and powder-free. Can be worn on either hand.

■ Bemerkungen: Remarks:

Geeignet für die professionelle Krankenpflege, Reinigungsarbeiten, für den häuslichen Bereich sowie zur Lebensmittelzubereitung.
Suitable for professional nursing, cleaning work, for use in domestic area as well as food preparation.

■ Ausführungen: Sizes:

MyClean - ni-touch blue PF, unsteril / non-sterile

Artikelbeschreibung / Article Description	Größe / Size	Farbe / Colour	Box-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Box / VE
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	XS	blau / blue	100 Stück / pcs.	76913	4046153121588	11330054	10
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	S	blau / blue	100 Stück / pcs.	76914	4046153121601	11330060	10
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	M	blau / blue	100 Stück / pcs.	76915	4046153121625	11330077	10
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	L	blau / blue	100 Stück / pcs.	76916	4046153121649	11330083	10
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	XL	blau / blue	100 Stück / pcs.	76917	4046153121663	11330108	10

■ Qualitätssicherung: Quality Management:

EN 455
AQL 1,5
CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen /
CE- Marking on each packaging level

■ Verwendbarkeit: Shelf Life:

 5 Jahre / 5 years


■ Physikalische Eigenschaften: Physical Parameters:

Größe / Size	Länge / Length in mm	Breite / Width in mm	Wandstärke / einzelne Wand Thickness / single Wall		Vor Alterung / Before Aging	
			Hand / Palm	Finger / Finger	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XS	240	≤80	0,07 ± 0,02	0,07 ± 0,02	min. 6 N	min. 500 %
S	240	80 ± 10	0,07 ± 0,02	0,07 ± 0,02	Nach Alterung / After Aging	
M	240	95 ± 10	0,07 ± 0,02	0,07 ± 0,02	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
L	240	110 ± 10	0,07 ± 0,02	0,07 ± 0,02		
XL	240	≥110	0,07 ± 0,02	0,07 ± 0,02	min. 6 N	min. 400 %

■ Symbole: Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further information about the symbols on our homepage www.MaiMed.de



 MaiMed GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany
TD-MyClean-ni-Touch-blue-PF-20160210