


Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® - VKS steril



Produktdaten: Product Specification:

Produktbeschreibung: Product Description:

Gebrauchsfertige Vlies-Schlitzkompressen aus Vliesstoff und Polyester, steril.
Ready for use non-woven swabs with Y-slit, made of non-woven fabric, sterile.

Bemerkungen: Remarks:

Zur äußeren Wundversorgung, zum Abdecken von Drains und Kanülen.
For external wound dressing, for covering drains and cannulas.

Ausführungen: Sizes:

MaiMed-VKS, steril, zu 25x2 Stck., in Box / sterile, packed by 25x2 pcs., in a box

Artikelbeschreibung / Article Description	Größe / Size	Box-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Pack / VE
6-fach / 6-ply	5 cm x 5 cm	25 x 2 Stck. / pcs.	25350	4046153005321	1280154	84
6-fach / 6-ply	7,5 cm x 7,5 cm	25 x 2 Stck. / pcs.	25360	4046153005345	1280160	60
6-fach / 6-ply	10 cm x 10 cm	25 x 2 Stck. / pcs.	25370	4046153005383	1280177	40

Qualitätssicherung: Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG
CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level
CE- Klassifizierung: Klasse Is / CE- Classification: Class Is

Verwendbarkeit: Shelf Life:

 5 Jahre / 5 years

Sterilisationsmethode: Sterilisation Method:

Ethylenoxid (EO) / Ethylene-oxide (EO)

Material: Material:

Viskose 65 % / Viscose 65 %
Polyester 35 % / Polyester 35 %
Flächengewicht 30 g/m², 40 g/m² / Weight 30 g/m², 40 g/m²
Chlorfrei gebleicht / bleached chlorine-free

Symbole: Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further information about the symbols on our homepage www.MaiMed.de



MaiMed GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

Kontakt:
Contact:

@ info@maimed.de
www.MaiMed.de
☎ +49 - 5195/9707-0
📠 +49 - 5195/9707-100