

**Art.Nr. 520****Matratzenschoner 100x200 cm****Folienmaterial**

PVC Folie 0,12 mm mit Textilstruktur geprägt  
DOTP Weichmacher  
REACH konform

**Elastikband**

Elastikband aus PES, rohweiß  
57% Polyester / 43% Elastodien

**Produktbeschreibung:**

Ein wasserdichter Spannbezug für die Matratze in der Größe 90x190 cm bis 100x200 cm, bei einer Matratzenhöhe von bis zu 12 cm. Die weiche und in Textilstruktur geprägte PVC-Folie wird an den 4 Ecken mit Hochfrequenz verschweißt und mit einem 25 mm breiten Elastikband zu einem Spannbezug vernäht. Hergestellt in Deutschland.

**Handhabung des Produkts:**

Den Matratzenschoner aus der Verpackung nehmen und zur Gänze auf die Matratze legen. Anschließend die 4 Ecken über die Ecken der Matratze ziehen und glattstreichen.

**Produktpflege:**

Die Folie ist mit einem milden Seifenmittel und Wasser gut zu reinigen. Der Matratzenschoner ist im Normalwaschgang bis zu einer Temperatur von 60 °C in der Waschmaschine waschbar. Nicht mit Bleiche behandeln, nicht in den Trockner geben, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen.

Stand: 09.12.2024

Änderungen im Rahmen der Produktweiterentwicklung  
behalten wir uns vor.

Die vorstehenden material- und anwendungstechnischen Angaben über unsere Produkte machen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen ohne Gewähr. Schutzrechte Dritter sind gegebenenfalls zu beachten. Unsere Produkte werden in vielen technischen und privaten Bereichen eingesetzt. Die Anforderungen an die Produkte sind daher äußerst unterschiedlich, so dass der Anwender die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck unbedingt selbst prüfen muss.