

Technische Dokumentation

Produktname

suprema Protektor-Slip mit Eingriff (ohne Protektoren)

Artikelnummer

1413-001

Produktbeschreibung

Der suprema 1413 000 Hüftprotektor-Slip bietet Herren einen effektiven Schutz vor Oberschenkelhalsbrüchen und Verletzungen im Falle eines Sturzes. Sowohl bei Aktivität als auch beim Liegen sorgt der Slip für ein hohes Sicherheitsgefühl, und ist aufgrund seines hochelastischen Materials angenehm zu tragen. Die seitlichen Protektorentaschen eignen sich ideal für die exakte Positionierung der Hüftprotektoren, und sorgen so für eine perfekte Passform. Die Protektoren lassen sich passgenau in den Slip einsetzen. Der Hüftprotektor-Slip verfügt über einen Eingriff, sodass Herren sich beim Gang zur Toilette nicht komplett entkleiden müssen.

Beschreibung

mit Eingriff für Herren

hochelastisches Material

rechts und links je eine Tasche zur Aufnahme der Protektoren

ACHTUNG: Ihre volle Wirkung entfalten die suprema Hüftprotektor-Systeme nur durch den Einsatz von suprema-Protektoren!

Materialzusammensetzung

Material: 95% Baumwolle, 5% Elasthan

Pflegehinweise

Waschen 60 Grad, Nicht Bleichen, Bügeln Niedrigtemperatur, Nicht Chemisch Reinigen, Trocknen Niedrigtemperatur

Verfügbare Größen

S, M, L, XL

Farbe

weiß

Sicherheitshinweise

Warnhinweis: Hüftprotektoren können nicht in jedem Fall Sturzverletzungen verhindern. Jegliche Haftung ist deshalb ausgeschlossen.

Achtung:

Ihre volle Wirkung entfalten die suprima Hüftprotektor-Systeme nur durch den Einsatz von suprima Protektoren in Verbindung mit den suprima Hüftprotektor-Slips.

Kontakt Daten

suprima GmbH

Kulmbacher Straße 31-35

95460 Bad Berneck

www.suprima-gmbh.de