

Technische Dokumentation

Produktname

suprima Protektor-Slip mit integrierten Protektoren

Artikelnummer

1481-001

Produktbeschreibung

Mit dem suprima Hüftprotektor-Slip gehen Sie sicher durch den Alltag. Mit den seitlich integrierten Hüftprotektoren verringert sich das Risiko von Frakturen im Falle eines Sturzes enorm.

Funktionell und bequem - durch seinen breiten Komfortbund ist der Hüftprotektor-Slip angenehm zu tragen und sorgt für ein hohes Sicherheitsgefühl. Getragen wie „normale“ Unterwäsche bietet er den Tragenden sowohl bei Aktivität als auch im Liegen höchsten Schutz.

Die seitlichen Protektoren bestehen aus einem viscoelastischen Weichschaum, sind wasserdicht und maschinenwaschbar. Sie sind fest eingenäht, sodass die Entnahme durch einen dementen Patienten und der Verlust in der Wäscherei ausgeschlossen werden können.

Der Hüftprotektor-Slip ist gleichermaßen für Damen wie für Herren geeignet und aufgrund seiner Elastizität auch für XXXL-Patienten einsetzbar. Durch den nahtlosen Rundstrick profitieren Sie von höchster Passform mit gleichzeitig gleichmäßiger Kompression.

Warnhinweis: Hüftprotektoren können nicht in jedem Fall Sturzverletzungen verhindern. Jegliche Haftung ist deshalb ausgeschlossen.

Beschreibung

breiter Komfortbund

nahtlos rundgestrickt

gleichmäßige Kompression

eingenähte Protektoren - vom Patienten nicht zu entnehmen

hoher Schutz bei Aktivität

besonders bequem auch im Liegen

ACHTUNG: Ihre volle Wirkung entfalten die suprima Hüftprotektor-Systeme nur durch den Einsatz von suprima-Protektoren!

Materialzusammensetzung

Material: 58% Baumwolle, 36% Polyamid, 6% Elasthan

Pflegehinweise

Waschen 60 Grad, Nicht Bleichen, Nicht Chemisch Reinigen, Trocknen Niedrigtemperatur, Nicht Bügeln, kein Weichspüler

Verfügbare Größen

S, M, L, XL, XXL

Farbe

weiß

Sicherheitshinweise

Warnhinweis: Hüftprotektoren können nicht in jedem Fall Sturzverletzungen verhindern. Jegliche Haftung ist deshalb ausgeschlossen.

Achtung:

Ihre volle Wirkung entfalten die suprema Hüftprotektor-Systeme nur durch den Einsatz von suprema Protektoren in Verbindung mit den suprema Hüftprotektor-Slips.

Kontakt Daten

suprema GmbH
Kulmbacher Straße 31-35
95460 Bad Berneck
www.suprema-gmbh.de