

# Technische Dokumentation

---

## Produktname

suprima Protektor-Slip mit integrierten Protektoren, knöpfbar

## Artikelnummer

1424-001

## Produktbeschreibung

Der suprima 1424 000 Hüftprotektor-Slip bietet Patienten einen effektiven Schutz vor Oberschenkelhalsbrüchen und Verletzungen im Falle eines Sturzes, ohne unter der Kleidung aufzutragen. Durch sein Tag- und Nachtsystem bietet der Slip sowohl bei Aktivität als auch beim Liegen ein hohes Sicherheitsgefühl. Der Hüftprotektor-Slip kann mithilfe von Druckknopfverschlüssen leicht angelegt werden. Die seitlich integrierten Protektoren bestehen aus einem viscoelastischen Weich-Schaum und sind wasserdicht sowie maschinenwaschbar. Die Entnahme durch einen dementen Patienten sowie der Verlust in der Wäscherei werden durch das feste Einnähen der Protektoren ausgeschlossen. Durch die praktische Aussparung zwischen den Beinen, werden das Wechseln des Inkontinenzmaterials und der Gang zur Toilette enorm erleichtert. Der Hüftprotektor-Slip ist gleichermaßen für Frauen und Herren geeignet.

## Beschreibung

leichtes Anlegen durch Druckknopfverschlüsse

mehr Sicherheit beim Gang zur Toilette

geringes Wäscheaufkommen

trägt nicht auf

hoher Schutz bei Aktivität

besonders bequem auch im Liegen

ACHTUNG: Nur die Verwendung von suprima-Hosen in Verbindung mit suprima-Protektoren stellt die volle Wirkung der Hüftprotektor-Systeme sicher!

## Materialzusammensetzung

Material: 90% Baumwolle, 10% Elasthan

### **Pflegehinweise**

Waschen 60 Grad, Nicht Bleichen, Nicht Chemisch Reinigen, Trocknen Niedrigtemperatur, Nicht Bügeln, kein Weichspüler

### **Verfügbare Größen**

S, M, L, XL, XXL

### **Farbe**

weiß

### **Sicherheitshinweise**

Warnhinweis: Hüftprotektoren können nicht in jedem Fall Sturzverletzungen verhindern. Jegliche Haftung ist deshalb ausgeschlossen.

Achtung:

Ihre volle Wirkung entfalten die suprima Hüftprotektor-Systeme nur durch den Einsatz von suprima Protektoren in Verbindung mit den suprima Hüftprotektor-Slips.

### **Kontaktdaten**

suprima GmbH  
Kulmbacher Straße 31-35  
95460 Bad Berneck  
[www.suprima-gmbh.de](http://www.suprima-gmbh.de)