

Technische Dokumentation

Produktname

CarePlus Pflegeoverall zerreifest fr Damen und Herren

Artikelnummer

4741-020

Produktbeschreibung

Unser CarePlus Pflegeoverall eignet sich besonders fr die erschwerte Pflege demenziell erkrankter Patienten. Gerade Demenzpatienten haben einen hohen Drang sich selbst zu entkleiden. Bleibt dies unbemerkt, kann das ernste Folgen haben. Der Pflegebedrftige selbst merkt nicht, dass es notwendig ist, sich wieder anzukleiden oder kann es nicht mehr alleine durchfhren. Das kann zum Auskhlen des Krpers und zu anschlieenden Folgeerscheinungen fhren. Hinzu kommt, dass demenziell vernderte Patienten mit Inkontinenz, ihr Inkontinenz-Material herausziehen und mit Stuhl schmieren. Unruhige Patienten neigen zudem dazu, ihre Kleidung zu zerreien. Der suprema Pflegeoverall CarePlus ist aus einem zerreifesten und atmungsaktiven Material gefertigt. Die Nhte sind doppelt verstrkt, sodass es autoaggressiven Patienten nahezu nicht mglich ist sich selbst zu entkleiden und auf das Windel- und Inkontinenzmaterial zuzugreifen. Ein praktischer, diagonal verlaufender Reiverschluss am Rcken beugt Druckstellen an der Wirbelsule vor und sorgt dafr, dass der Overall nicht ber den Kopf ausgezogen werden muss. Der Pflegeoverall ist in verschiedenen Verschlussvarianten erhltlich. Gewhlt werden kann zwischen einem Sicherheitsknopf am Rckenreiverschluss und elastischen Arm- und Beinbndchen, oder weitenverstellbaren sen fr Magnetschlsser (Magnetschloss nicht enthalten). Die sen lassen sich von der Weite her individuell an Armen und Beinen einstellen. Der Pflegeoverall fr Kinder wird nur mit Sicherheitsknopf und elastischen Bndchen angeboten. Das Material ist nur bedingt bissfest.

WARNHINWEIS! Der Einsatz des Overalls ersetzt nicht die Aufsicht durch qualifiziertes Pflegepersonal. Die sen dienen ausschlielich der Weitenverstellung von Arm- und Beinffnung. Sie drfen keinesfalls zur Fixierung des Patienten eingesetzt werden!

Beschreibung

diagonal verlaufender Rckenreiverschluss beugt Druckstellen an der Wirbelsule vor
keine Mglichkeit zur Selbstentkleidung und somit kein Zugriff auf Windel-/
Inkontinenzmaterial

für unruhige Patienten (zwanghaftes Entkleiden, Autoaggression, Zerreißen von Kleidung)
zerreißfestes, atmungsaktives Material
Nähte doppelt verstärkt
mit weitenverstellbaren Ösen für Magnetschlösser (Magnetschlösser sind nicht enthalten,
diese sind einzeln als Art. 4996 bestellbar)
Reißfestigkeit: ≥ 350 N, entspricht 40 Kg

Materialzusammensetzung

Material: 60% Polyester, 40% Baumwolle

Pflegehinweise

Waschen 60 Grad, Nicht Bleichen, Bügeln Niedrigtemperatur, Nicht Chemisch Reinigen,
Trocknen Niedrigtemperatur

Verfügbare Größen

S, M, L, XL, XXL

Farbe

marine

Sicherheitshinweise

Achtung: Der Einsatz des Overalls ersetzt nicht die Aufsicht durch qualifiziertes
Pflegepersonal. Die Ösen dienen ausschließlich der Weitenverstellung von Arm- und
Beinöffnungen. Sie dürfen keinesfalls zur Fixierung des Patienten eingesetzt werden.

Kontaktdaten

suprima GmbH
Kulmbacher Straße 31-35
95460 Bad Berneck
www.suprima-gmbh.de